

# Bijzondere rolstoelbesturingen & geïntegreerde omgevingsbediening

Invacare LiNX<sup>®</sup>

LiNX



Yes, you can.

# LINX<sup>®</sup> REHAB

Smart Technology: Redefining Mobility



# Agenda

Wat is LiNX?

Standaardstuurkasten

Bijzondere besturingssystemen

Let's test it!

# WAT IS LINX ?

- Vanuit het **oogpunt** van de gebruikers
- **Simply Smart**
- Moeiteloos **uitbreidbaar** systeem
- Makkelijk aan te passen aan de **individuele noden**

# LiNX: een korte samenvatting

- Simply Smart User Interaction
- Enhanced Drive Experience
- Tailoring Made Easy


# LiNX: een korte samenvatting

## □ Simply Smart User Interaction

- Ergonomisch
- Eenduidig
- Eenvoudig en betrouwbaar
- Intuïtief




# LiNX: een korte samenvatting



## Enhanced Drive Experience

- G-Trac
- Bluetooth
- Load Compensation
- Verbeterde rijkwaliteit en langere levensduur



# LiNX: een korte samenvatting

## □ Tailoring Made Easy

- Draadloos
- Intuïtief, snel & veilig
- Real – time aanpassingen
- Uitgebreide en real time diagnostics






# LiNX: een korte samenvatting



1

## **SIMPLY SMART USER INTERACTION**


Ergonomisch  
Eenduidig  
Eenvoudig en betrouwbaar  
Intuïtief



2

## **ENHANCED DRIVING EXPERIENCE**

G-Trac  
Load Compensation  
Verbeterde rijkwaliteiten  
Langere levensduur



3

## **TAILORING MADE EASY**

Draadloos  
Intuïtief, snel & veilig  
Real – time aanpassingen  
Uitgebreide en real time  
diagnostics

A grayscale image showing a hand holding a smartphone. The phone's screen displays a home screen with several app icons, including a folder labeled 'Dual'. A stylus is positioned over the phone, pointing towards the screen. The background is dark and out of focus, showing what appears to be a keyboard and other objects.

**LiNX REHAB**

**Smart technology: redefining mobility!**



# Standaardstuurkasten

REM 400



REM 500



LINX



Yes, you can.®

# Standaardstuurkasten

Direct access  
multi-purpose button I  
next Profile

3.5" interactive touch screen  
Adjustable brightness  
Screen lock function  
Configurable for LH use\*  
Glove mode  
Multiple user interaction methods

LiNX Joystick  
1.9 N Force  
Joystick knob designed to  
allow easier access to  
touch screen

Strong,  
mached alloy case

J1  
ON/OFF

\* not with MR4.2

J2  
Short Press = next Function  
Long Press = next Profile

ON/OFF  
Status  
LED

Direct access  
multi-purpose  
button II  
next Function

IR  
Transmitter\*


Charger port

LINX



Yes, you can.®


# Bedienen van de stuurkast



# Geïntegreerde omgevingsbesturing

## Connect to the world

- Met de REM400 en REM500 kan via de **ingebouwde bluetooth** connectie gemaakt worden met een computer, laptop, Mac of Android telefoon.
- De eindgebruiker kan met **3 toestellen tegelijk** verbinding maken
- Werkt op basis van de **mouse mover**



# Bijzondere besturingssystemen



\*Available on chairs with Modulite \*\*Includes Sip'nPuff



# Bijzondere besturingssystemen

**Compact Remote**

**Compact Remote  
Low Force**



# Bijzondere besturingssystemen

**Kinbesturing**  
(ASL138)



**Paediatric compact joystick**  
(ASL132)



# Bijzondere besturingssystemen

**Mini – Joystick**  
(MEC – ASL130)



**Heavy Duty joystick**  
(ASL133)



# Bijzondere besturingssystemen

**Hoofdbesturing**  
(ASL104/ASL104P)



**Proximity Array**  
(ASL106)



**Fiber Optic Array**  
(ASL108)



# Geïntegreerde omgevingsbesturing

## Draadloze communicatie

- **ASL ATOM technology** beschikt over ingebouwde Bluetooth en laat het toe om een **input device** te gebruiken, die onafhankelijk werkt van het besturingssysteem.
- Schakel over op de **draadloze modus** van de hoofdbesturing, proximity array of een van de extremity joysticks om de computermuis of communicatietoestel te bedienen via de ASL draadloze accessoires




# Accessoires



## Direct Seating Access

Stereo Toggle, Dual Push Button, 4-Way Toggle, Quad Push Button, 10-way Switch



New label with white background, rear will have symbols for LNX and Recline & LNX

## USB Charger

2 x USB 2.0 ports supply up to 1A each



## Remote Stop Switch

Powerchair can be stopped within a range of 6 meters (RF signal)



## ATOM Wireless Accessories

Wireless Triple Switch Receiver  
for communication devices  
e.g. Dynavox

Wireless Mouse Emulator for PC and Mac

# LiNX 4 You

## Integreert de 4 gebruiksvaardigheden en geeft een mogelijke oplossing

Besturingsconfigurator:

- Begeleiding naar welke vaardigheden we op zoek gaan
- Het stellen van de juiste vragen
- Het correcte product kunnen matchen aan de eindgebruiker
- Tijdsbesparend tijdens de zoektocht

De 4 gebruiksvaardigheden zijn:

- Motoriek: fijne en grove motoriek
- Bewegingsomvang
- Kracht
- Uithoudingsvermogen

Let's test it:

[www.linx4you.com/belgie-nl/](http://www.linx4you.com/belgie-nl/)

The screenshot shows the 'POWERCHAIR CONTROL SELECTOR' interface. At the top, it says 'When it comes to choosing a control interface, the options available on the market are vast. It's the job of the professional to match the appropriate control interface to the motor and cognitive abilities of the user, considering the size and activation method of the control interface itself and which control will match most effectively with the functional capabilities of the individual.' Below this, it says 'Please following the five simple steps to generate a recommended powerchair control.' A progress bar shows five steps, with the first step selected. The instruction is 'Select the users best area of controlled movement:'. Below this are six icons representing different control areas: CHIN/CHEEK, FINGER, HAND, HEAD, MID LINE, and MOUTH. A 'NEXT STEP >' button is at the bottom right.

# Microsite

<http://www.invacarelinx.com/belgie-nl/>



LiNX



LAND: ▼

## Smart Technology: Redefining Mobility

Ontdek meer met het Invacare LiNX besturingssysteem

TOUCH BEDIENING

SPECIALE BESTURINGEN

DRAADLOOS PROGRAMMEREN

VERBETERDE RIJERVARING



LiNX



Yes, you can.



A grayscale photograph of a woman with blonde hair, wearing a light-colored jacket and a dark scarf, sitting in a motorized wheelchair. She is positioned on a paved track, looking towards the left. In the background, there are blurred structures and signs, including one that says "MANIC MECHANICS".

# Vragen?

LINX



Yes, you can.®