

HULPMIDDELENINFO

FIETSEN MET EEN ROLSTOELGEBRUIKER

Een rolstoelgebruiker die niet in staat is om zelfstandig te fietsen of die niet kan plaats nemen in een zitje op een fiets, kan met behulp van volgende oplossingen toch meegenieten van een fietstocht:

- een verbindingsstuk tussen rolstoel en fiets
- een rolstoelfietscombinatie
- een fiets met een rolstoeldrager
- een fiets met extra zitplaats

VERBINDINGSSTUK TUSSEN ROLSTOEL EN FIETS

Een rolstoel kan aan een fiets gehangen worden door middel van een verbindingsstang. Op deze manier kan bijna elk type rolstoel aan elke fiets gekoppeld worden. Het systeem is gemakkelijk te transporteren. De rolstoel kan achteraan of aan de zijkant van de fiets gekoppeld worden.

VERBINDINGSSTUK ACHTERAAN

Wanneer de persoon in de rolstoel niet te zwaar is en geen continu toezicht nodig heeft kan de rolstoel achter de fiets worden getrokken. Dit heeft als voordeel dat de rolstoel op de plaats van bestemming direct bruikbaar is en de persoon in de eigen rolstoel kan blijven zitten.

De fiets kan ook gebruikt worden zonder rolstoel.

Nadeel is dat de rolstoelgebruiker niet bij het fietsen betrokken is en er vrijwel geen contact met de begeleider mogelijk is.



Vb. Connect Aankoppelstang

VERBINDINGSSTUK ZIJWAARTS

Als de rolstoelgebruiker wel toezicht nodig heeft, kan de rolstoel langs de zijkant van de fiets gekoppeld worden.



Vb. Cyclo Side Chair

ROLSTOELFIETSCOMBINATIE

Een rolstoelfietscombinatie bestaat uit een fietsgedeelte en een rolstoelgedeelte. Deze twee delen horen bij elkaar. De rolstoelgebruiker maakt hierbij geen gebruik van de eigen rolstoel, maar van de rolstoel van de combinatie. Het is wel mogelijk enkele aanpassingen uit te voeren aan de zitting van de rolstoel of om een persoonlijke zitschaal te monteren via een op maat gemaakte aanpassing voor montage.

Dit systeem is geschikt om lange afstanden te fietsen. Er is de mogelijkheid om hogere snelheden te halen door het plaatsen van drie tot zeven versnellingen. Het gebruik van dit systeem is veilig dankzij het remsysteem op de grote voorwielen. Het fietsen met deze combinatie gaat soms zwaarder en kan ondersteund worden met een hulpmotor. Indien geen individuele aanpassingen aan de zitschaal nodig zijn, is deze oplossing bruikbaar voor verschillende personen.



Vb. O-Pair

FIETS MET ROLSTOELDRAGER

Een rolstoel kan ook meegenomen worden op een fiets met rolstoeldrager. Deze oplossing biedt aan de rolstoelgebruiker de mogelijkheid om in de persoonlijke rolstoel te blijven zitten. De rolstoel is eenvoudig op het plateau te rijden, maar het vraagt wat oefening om met deze oplossing vlot te fietsen op de openbare weg. Het fietsen met een fiets met rolstoeldrager is soms zwaarder maar kan ondersteund worden met een hulpmotor.



Vb. Carrier

FIETS MET EXTRA ZITPLAATS VOORAAN

Een rolstoelgebruiker kan ook meegenomen worden op een fiets met extra zitplaats. Op sommige fietsen kan het zitje vervangen worden door een individuele zitschaal die vooraan gemonteerd wordt. Het zitje of de zitschaal blijft staan bij het draaien van de wielen. Dit kan tot problemen leiden wanneer de zitting licht achterover helt en men gebruik maakt van een recht fietsstuur.

Bij deze oplossing is ter plaatse geen rolstoel beschikbaar.



Vb. Rider

SITUERING IN VLIBANK: WWW.VLIBANK.BE

1.2.5. fietsen

1.2.5.4. fietsen met rolstoelgebruiker

1.2.5.4.1. *verbindingsstuk tussen fiets en rolstoel*

1.2.5.4.1.1. *achteraan*

1.2.5.4.1.2. *zijwaarts*

1.2.5.4.2. *rolstoelfietscombinatie*

1.2.5.4.3. *fiets met rolstoeldrager*

1.2.5. fietsen

1.2.5.3. *meerijden met de fiets*

1.2.5.3.3. *fiets met extra zitplaats*

AANDACHT

Wanneer deze hulpmiddelen buitenshuis gebruikt worden en zo op de openbare weg en in het verkeer komen, dient rekening te worden gehouden met de reglementering van 18 mei 2006. Deze reglementering is terug te vinden op www.wegcode.be.

Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in deze tekst wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugbetaald wordt door het VAPH. Informatie over terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be.